



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Patella Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Patella Ekartörü

SKU RM-PTR-9IN-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Patella Ekartörü	9" (22.86 cm) uzunluk, 22 mm ped, 16 mm bıçak, kanca uç	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$84

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Patella Ekartörü, total diz artroplastisi ve eklem rekonstrüksiyonları sırasında patella ve patellar tendonun güvenli, kaymaz bir şekilde eversiyonunu ve yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortopedik cerrahi alettir. Patella kenarının altına kancalanacak şekilde tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin ekstansör mekanizmayı distal femurdan temiz bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanıyarak anterior krusiat ligament ve femoral kondillere geniş bir görüş koridoru açar.

Mutlak dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak üzere üretilen bu özel Patella Ekartörü konfigürasyonu, 9 inç (22.86 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen zarif, uzatılmış yapısal geometrisi, hafif kavisli bir kenara ve kendine özgü kanca benzeri işlevsel uç düzenine sahip 16 mm alt bıçak genişliğiyle eşleştirilmiş 22 mm genişliğinde bir patella pedi içerir. Bu anatomik profil, patellar eklem kıkırdağını ezmeden kortikal kemik ve yumuşak dokunun arkasına güvenli bir şekilde oturur. Ergonomik sapı, asistanlar için yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Patella Ekartörünü ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki spor hekimliği uzmanlarına ve diz rekonstrüktif cerrahlarına olağanüstü mekanik mukavemet, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest