



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Leriche - Lame Large Atraumatique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Leriche - Lame Large Atraumatique

SKU RM-LRAW-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
et 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Leriche - lame large atraumatique est un instrument de chirurgie profonde de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et des viscères lors des interventions abdominales, pelviennes et thoraciques majeures. Conçu avec une large lame spatulée doucement incurvée, cet écarteur répartit uniformément la contre-traction manuelle sur les viscères abdominaux et les parois musculaires épaisses sans provoquer de nécrose ischémique localisée.

Conçu pour un dégagement fiable des cavités profondes, cet écarteur de Leriche - lame large atraumatique est fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). 5 cm (\$94) et 27 cm (\$99). Les chirurgiens peuvent combiner ces portées avec deux largeurs d'extrémité de travail distinctes : une lame spatulée de 45 mm de large pour les laparotomies standards ou une lame large de 60 mm pour un maintien viscéral étendu. La poignée plate ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel stable tout au long des interventions chirurgicales ouvertes prolongées.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Leriche - lame large atraumatique pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les centres de chirurgie générale et gynécologique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest