



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

ラテラル・ファットパッド・リトラクター（膝蓋下脂肪体鉤）

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## ラテラル・ファット パッド・リトラクター (膝蓋下脂肪体鉤)

SKU RM-LFPR-10IN-1

**\$84 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細                                            | 価格 (USD) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Lateral Fat Pad Retractor | 寸法/詳細: 全長10" (25.4 cm)、41 mm幅の研磨<br>済み湾曲ブレード・内容数: 1 | \$84     |
| 保護スリーブ / 外箱               | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・内容数: 1                            | \$84     |

### 製品詳細

Lateral Fat Pad Retractorは、人工膝関節置換術（TKA）において、膝蓋下脂肪体および周囲の滑膜組織を安全かつ非侵襲的に排除するために設計された、整形外科領域に不可欠な手術器具です。幅広い湾曲ブレード設計により、脂肪組織を外側コンパートメントから確実に遠ざけ、切除対象となる脛骨プラトーや外側半月板の露出を可能にします。

優れた操作感と手技の効率化を追求し、このLateral Fat Pad Retractorは全長10 inches (25.4 cm)で構成されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から職人の手で製作されており、先端部には41 mm幅の湾曲ブレードを採用。組織の摩擦を最小限に抑えるよう精密に研磨された表面加工により、繊細な脂肪組織の損傷を防ぎます。堅牢なハンドル設計は、長時間の関節準備においても術者や助手に安定した手動のレバレッジを提供します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のLateral Fat Pad Retractorは、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を備えています。世界中の人工膝関節置換術および整形外科再建チームに、卓越した耐久性、耐食性、そして高い臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest