



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter GYN Magrina
Beckenchirurgie-Retraktorsystem

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter GYN Magrina Becken chirurgie-Retrak torsystem

SKU RM-BGMPRS-1

\$1,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Field Post (Stativsäule)	12" (30 cm)
1	Post Coupler (Kupplung)	Standard
1	Horizontale Flex-Bar	Standard, mehrgelenkig
1	Perinealring mit Kerben	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Rotierende Kippratsche	Standard mit Ringarretierung
2	Vaginale Lateral-Valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Vaginale Posterior-Valve	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Sterilisationsbox	Schutzbehälter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter GYN Magrina Beckenchirurgie-Retraktorsystem ist ein tischmontierter, selbsthaltender Retraktor, der für eine stabile, freihändige Exposition bei gynäkologischen, vaginalen und pelvinen Eingriffen konzipiert wurde. Sein modularer Aufbau kombiniert eine Stativsäule, eine horizontale Flex-Bar, eine Stativkupplung, einen gekerbten Perinealring und rotierende Kippratschen-Mechanismen, um ausgewählte Valven um das Operationsfeld zu fixieren.

Das System ist mit einem 9½" × 14½" gekerbten Perinealring und vier rotierenden Kippratschen mit Ringarretierung ausgestattet. Die enthaltenen vaginalen Lateral-, Deaver- und vaginalen Posterior-Valven bieten eine Vielzahl von Konfigurationen für die spezifischen Anforderungen der chirurgischen Exposition.

Das komplette System wird in einem speziellen schützenden Sterilisationsbehälter für eine organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert. Das Bookwalter GYN Magrina Beckenchirurgie-Reetraktorsystem wird unsteril geliefert und ist für die Wiederverwendung und Autoklavierung ausgelegt. Reinigung und Sterilisation sollten vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung durchgeführt werden.

Retractor Maker beliefert Krankenhäuser, Händler und andere B2B-Kunden direkt mit dem Bookwalter GYN Magrina Beckenchirurgie-Reetraktorsystem.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest