



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tissus mous Sailer Soft Tissue Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de tissus mous Sailer Soft Tissue Retractor

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 15 cm, lame 7×25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standard — 15 cm, lame 10×35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Moyen-Large — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Grand — 15 cm, 14×70 mm lame	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16×80 mm blade	RM-SSTR-15-1-5	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Sailer Soft Tissue Retractor est un écarteur essentiel en chirurgie plastique faciale, maxillofaciale et orale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et atraumatique des tissus mous dans les zones opératoires restreintes. Doté d'une extrémité de travail incurvée et ultra-lisse, cet instrument permet aux chirurgiens d'écarter proprement les berges muqueuses, les joues et les lambeaux périostés loin des fraises à os et des ostéotomes sans provoquer de contusions ou de déchirures localisées.

Conçu pour résister à de fréquents cycles de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts, ce modèle de Sailer Soft Tissue Retractor présente une longueur totale de 15 cm (\$44), optimisée pour les espaces confinés. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de sa lame monobloc à bord lisse est conçue pour éviter tout traumatisme inutile lors de la manipulation des tissus mous. Son manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable lors des interventions prolongées.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit le Sailer Soft Tissue Retractor pour supporter les cycles répétés de stérilisation hospitalière, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs de chirurgie orale, les cliniques d'implants dentaires et les centres maxillofaciaux du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest