



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Schuknecht Fisch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Schuknecht Fisch

SKU RM-SFR-13-1

\$114 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
2 Dentes (Disposição 2:2) — 13 cm de comprimento, dentes 2:2 semi-agudos, destacável	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Dentes (Arranjo 3:3) — 13 cm de comprimento, dentes 3:3 semi-agudos, destacável	RM-SFR-13-1-2	\$124

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Schuknecht Fisch é um afastador cirúrgico para otologia e base lateral do crânio aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração estável e mãos-livres de tecidos moles e periósteo em campos cirúrgicos confinados. Desenvolvido com um chassi autoestático articulado, este instrumento mantém as incisões retroauriculares abertas sob tensão mecânica calibrada, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor visual aberto sob microscópios cirúrgicos.

Construído para total confiabilidade procedimental e facilidade de reprocessamento, esta configuração do Afastador Schuknecht Fisch apresenta um comprimento total de 13 cm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora uma configuração de dentes semi-afiados disponível em duas variações selecionáveis: um layout de 2 dentes (matriz 2:2) (\$114) para incisões compactas ou um layout de 3 dentes (matriz 3:3) (\$124) para margens de ferida mais amplas. Seu design de reprocessamento conta com peças totalmente destacáveis, permitindo que o chassi mecânico seja desmontado rapidamente para uma limpeza conveniente e profunda, garantindo absoluta confiabilidade na esterilização.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Schuknecht Fisch para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo estabilidade mecânica excepcional, resistência à

corrosão e durabilidade total em autoclave para salas de otorrinolaringologia e centros cirúrgicos neurocirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest