



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores C

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores C

SKU RM-CR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores C son instrumentos quirúrgicos ortopédicos de alta precisión diseñados específicamente para proporcionar una potente palanca ósea y desplazamiento de tejidos blandos profundos durante reconstrucciones complejas de cadera y pelvis. Con un vástago curvado distintivo y un perfil de hoja angulado, estos instrumentos permiten a los asistentes quirúrgicos desplazar grandes masas musculares lejos de los márgenes óseos, manteniendo el corredor operatorio libre de obstrucciones visuales.

Diseñada para accesos articulares exigentes, la serie de Separadores C se ofrece en dos longitudes totales seleccionables: 12 ½ pulgadas (\$69) y una versión extendida de 14 pulgadas (\$74) para corredores pélvicos profundos o pacientes bariátricos. El extremo de trabajo presenta una hoja de 22 mm de ancho que termina en una punta roma redonda de 4 mm cuidadosamente pulida. Esta geometría especializada permite a los cirujanos asentar el separador de forma segura contra la corteza ósea, proporcionando una estabilidad excepcional de contra-tracción sin perforar estructuras vasculares adyacentes ni lacerar el periostio.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica los Separadores C para soportar cargas mecánicas extremas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los cirujanos de reemplazo articular y trauma ortopédico una durabilidad inquebrantable y control táctil.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest