



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Czerny Retractor Double-Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Czerny Retractor Double-Ended

SKU RM-CRDE-CZ-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm toplam uzunluk, 38 x 22 mm çift uçlu bıçaklar	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Czerny Retractor Double-Ended; abdominal, pelvik ve genel cerrahi prosedürlerinde güvenilir, çok derinlikli doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uyarlanabilir bir el tipi cerrahi ekartördür. S-şekilli çift uçlu mimari ile inşa edilen bu alet, cerrahi ekiplerin aktif diseksiyon sırasında alet değiştirmesine gerek kalmadan yüzeysel yara kenarı ekarte etme ve daha derin fasyal tutma arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.

Klinik çok yönlülüğü maksimize etmek için tasarlanan bu Czerny Retractor Double-Ended konfigürasyonu, 38 mm x 22 mm bıçak ağızları ile eşleştirilmiş 17.5 cm (\$44) toplam uzunluğa sahiptir. Çift uçlu tasarımı, farklı doku kalınlıklarını ve lokalize derinlik gereksinimlerini sorunsuz bir şekilde yönetmek için iki farklı bıçak geometrisi içerir. Bir uçtaki hafif çukur, dudaklı bıçak kas tabakalarının arkasına güvenli bir şekilde kenetlenirken, karşıdaki dik açılı düz bıçak kutanöz ve subkutanöz düzlemler üzerinde temiz görsel sınırlar sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Czerny Retractor Double-Ended ürününü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ameliyathanelere yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve güvenilir klinik performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest