



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Mayo 腹部開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mayo 腹部開創器

SKU RM-MAR-28-1

\$109 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準型 — 11 in, 70 mm 弱弯ブレード	RM-MAR-28-1-1	\$109

製品詳細

Mayo 腹部開創器は、主要な開腹および骨盤手術において、広範囲かつ非外傷性の軟部組織および内臓の排除を行うために特別に設計された、基本的な深部腔用手術器具です。軟らかい保持リップを備えた幅広で滑らかに湾曲したパドルブレードにより、外科チームは厚い筋肉層、脂肪組織、および内臓を手術視野からきれいに遠ざけることができます。

主要な開腹術における持続的な機械的強度を重視して構築されたこの Mayo 腹部開創器は、全長 28 cm に広範な 70 mm のブレード幅を組み合わせています。耐久性、耐食性、および錆に対する生涯保証を確実にするためにプレミアム手術グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、その幅広のブレード構造は手動のカウンター・トラクション（対向牽引）を均等に分散させ、実質臓器の損傷を防ぎます。人間工学に基づいたハンドルは、数時間に及ぶ手術を通じて優れた牽引力と手の安定性を提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Mayo 腹部開創器は、重い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるように製造されており、世界中の一般外科、産婦人科、泌尿器科の術場に揺るぎない臨床的耐久性と信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest