



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Двусторонний ретрактор Sternberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Двусторонний ретрактор Sternberg

SKU RM-SDER-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
14 cm Baseline — U-образные встречные проволочные бранши	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U-образные встречные проволочные концы	RM-SDER-1-2	\$34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двусторонний ретрактор Sternberg является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, разработанным специально для безопасного и атравматичного смещения щек, губ и слизистой оболочки во время интраоральных процедур. Открытая проволочная конструкция защищает нежные комиссуры губ и мягкие ткани от стоматологических боров и хирургических скальпелей, не загромождая при этом операционное поле.

Данная серия Sternberg Double Ended Retractor отличается максимальной долговечностью и пожизненной гарантией на отсутствие коррозии и дефектов материала. Доступны две конфигурации: базовая проволочная модель длиной 14 cm (\$24) для стандартной хирургии полости рта и модель с увеличенным вылетом длиной 37 cm (\$34) для доступа к глубоким отделам глотки и трансоральных вмешательств. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса. Асимметричный двусторонний дизайн с U-образными концами, направленными в разные стороны, и гладкие скругленные края проволоки предотвращают защемление слизистой оболочки.

Retractor Maker производит ретрактор Sternberg с антибликовым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы автоклавирувания. Это обеспечивает стоматологическим клиникам и центрам пластической хирургии по всему миру исключительную коррозионную стойкость, структурную

прочность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest