



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Cérébelleux Autostatique Anderson-Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Cérébelleux Autostatique Anderson-Adson

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 6.5 in, 4x4 griffes pointues	RM-AASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in (19 cm), 4x4 griffes pointues, profondeur 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Grand — 9.5 in, 4x4 griffes pointues	RM-AASCR-1-3	\$214

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cérébelleux autostatique Anderson-Adson est un instrument neurochirurgical spécialisé conçu pour assurer une rétraction puissante et autonome du cuir chevelu et des muscles lors des interventions crâniennes postérieures et cervicales hautes. En exerçant une contre-traction continue et verrouillée sur la musculature dense paraspinale et sous-occipitale, cet instrument libère le personnel chirurgical et évite toute obstruction du champ opératoire.

Conçu pour l'exposition profonde de la fosse postérieure, cette configuration de l'écarteur Anderson-Adson présente une longueur totale de 19 cm et une géométrie de cadre coudée qui permet de maintenir les poignées de l'instrument à plat contre les contours du patient. Les extrémités de travail sont dotées de griffes aiguës 4x4 avec une profondeur de lame intégrée de 13.0 mm qui s'ancrent solidement dans les fascias épais sans glisser. Le mécanisme de crémaillère à anneaux permet des ajustements précis de l'écartement qui reste verrouillé sous une forte tension tissulaire.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Anderson-Adson selon des tolérances cliniques strictes, garantissant un engagement fluide de la crémaillère, une haute résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest