



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter IMA Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter IMA Ekartör Sistemi

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Dikey Uzatma Barı	12" (30 cm)
1	Kolon Kuplörü	Standart
1	Yatay Bar	Standart
2	IMA Dişli Mekanizması	Mikro Çevirmeli (<1 mm)
1	IMA Çapraz Bar	12" (30 cm)
2	IMA Ekartör Bıçakları	Standart IMA Profili
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter IMA Ekartör Sistemi, İnternal Mamarian Arter (IMA) grefti hazırlığı prosedürleri sırasında göğüs duvarının nazik ve kontrollü bir şekilde elevasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış masaya monte bir ekartör sistemidir. Bookwalter IMA Ekartör Sistemi, ameliyat masasına sabitlenen stabil bir destek çerçevesi oluşturan 12" (30 cm) dikey uzatma barı, bir kolon kuplörü ve bir yatay barın birleşiminden oluşur.

12" (30 cm) uzunluğundaki bir IMA çapraz barı çalışma alanını kapsar ve her kademede 1 mm'den az mikro ayar imkanı sunan iki adet IMA dişli mekanizmasını taşır. Her bir dişli mekanizması bağımsız olarak ayarlanabildiği için, sette bulunan iki IMA ekartör bıçağı, her iki tarafta gereken göğüs duvarı elevasyon derecesine göre ayrı ayrı yükseltilebilir veya alçaltılabilir.

Tüm bileşenler manyetik olmayan cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilmiştir ve düzenli depolama ile işlem süreçleri için özel bir sterilizasyon kutusuyla birlikte tedarik edilir. Sistem tekrar kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir.

Bookwalter IMA Ekartör Sistemi steril olmayan şekilde teslim edilir ve kullanılmadan önce sağlık kuruluşunun onaylı prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Retractor Maker, bu sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest