



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Parker (комплект из двух штук)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Parker (комплект из двух штук)

SKU RM-PR-SET-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Parker- Set Of Two представляет собой незаменимый парный набор хирургических инструментов, разработанный специально для безопасного, атравматичного разведения краев раны и элевации мягких тканей при общих, ортопедических и пластических операциях. Благодаря изогнутым С-образным лопаткам на противоположных концах центральной рукоятки, эти ретракторы позволяют операционной бригаде легко адаптироваться к различной глубине тканей без смены инструмента.

Parker Retractor- Set Of Two сохраняет унифицированную двустороннюю конструкцию во всех пяти размерных вариантах: 5" (12.7 cm, \$44), 5 1/2" (13.97 cm, \$49), 6" (15.24 cm, \$54), 7" (17.78 cm, \$59) и 7 1/4" (18.42 cm, \$64). Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочие концы имеют гладкие скругленные кромки, которые удерживают края кожи, подкожно-жировую клетчатку и мышечные слои без нанесения локальных компрессионных травм. Цельная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный и нескользящий ручной контроль.

Инструменты Parker Retractor- Set Of Two от Retractor Maker имеют антибликовое матовое покрытие и рассчитаны на многократные циклы стерилизации, обладая высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью при автоклавировании, что делает их идеальными для операционных залов и травматологических центров по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest