



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur lombaire antérieur Lobster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur lombaire antérieur Lobster

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
6	Fixation d'écarteur Lobster	—
1	Étau de table Lobster avec montant vertical et raccord de cadre	—
1	Cadre Lobster	—
2	Valve pivotante Lobster Mayo, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2 ³ / ₄ " × 2"
1	Valve pivotante Lobster Mayo, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	3 ¹ / ₂ " × 2"
1	Valve pivotante Lobster Deaver, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2 ³ / ₄ " × 4 ¹ / ₂ "
1	Valve pivotante Lobster Harrington, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" × 5"
1	Valve pivotante Lobster malléable, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" × 6 ¹ / ₂ "

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve pivotante Lobster malléable, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	3" × 6½"
1	Valve pivotante Lobster Fence, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	4" × 6"
2	Valve pivotante Lobster Renal, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" × 4"
2	Valve pivotante Lobster Renal, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" × 6"
2	Valve pivotante Lobster Renal, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" × 8"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1½" × 6"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" × 4½"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" × 6"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" × 8"
1	Boîte de stérilisation	—

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur lombaire antérieur Lobster est un système d'écarteur robuste monté sur table, spécifiquement conçu pour relever les défis d'exposition exigeants de la chirurgie du rachis par voie antérieure. Se fixant directement au rail accessoire de la table d'opération via un montant solide et un raccord de cadre, cette plateforme rigide élimine la fatigue des assistants tout en offrant une rétraction multiplanare fixe et fiable dans l'espace rétro-péritonéal.

Conçu pour protéger les structures vasculaires critiques pendant la préparation de l'espace discal, le système Lobster intègre un cadre structurel rigide et six fixations à verrouillage rapide. L'ensemble est fourni avec un complément complet de 16 valves pivotantes — comprenant des valves rénales étroites (jusqu'à 8" de profondeur), des écarteurs viscéraux splanchniques larges, des valves de protection « Fence », ainsi que des modèles Deaver, Harrington, Mayo et malléables qui pivotent en douceur pour s'adapter à la lordose et à

l'anatomie spécifique du patient.

Fabriqu  en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualit  sup rieure (non magn tique), Retractor Maker livre le syst me Lobster complet dans une bo te de st rilisation haute r sistance, offrant aux h pitaux et centres rachidiens une solution de haute pr cision, enti rement autoclavable, pour les reconstructions lombaires complexes.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest