



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bose Tracheal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bose Tracheal Ekartör

SKU RM-BOTR-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sol Yönelim	RM-BOTR-1-1	\$29
Sağ Yönelim	RM-BOTR-1-2	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bose Tracheal Ekartör, acil ve elektif trakeostomi prosedürleri sırasında trakeanın güvenilir ve atravmatik maruziyetini sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir hava yolu cerrahi ekartördür. Anatomik olarak kavisli bir kanca ucu ile tasarlanan bu alet, cerrahların üstteki pretrakeal fasya ve tiroid istmus dokusunu uzaklaştırırken trakeal halkaları temiz bir şekilde kavramasına ve kaldırmasına olanak tanır.

Hassas yönlü traksiyon için üretilen bu Bose Tracheal Ekartör modeli, 15 cm (\$29) toplam çalışma uzunluğuna sahiptir ve seçilebilir Sol ve Sağ yapısal yönelimlerde sunulur. Bu özel yönlü geometri, cerrahi ekiplere değişen hasta anatomisine ve prosedürel yaklaşımlara uyum sağlamak için hedeflenmiş lateral erişim sağlarken, düz ergonomik sapı kritik hava yolu kanülasyonu sırasında dengeli, kaymaz bir manuel tutuş sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Bose Tracheal Ekartör'ü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde tedarik ederek KBB, travma ve yoğun bakım ünitelerine operatif kullanıma hazır, korozyona dayanıklı temel bir alet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest