



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Phantom AL Anterior Lumbar Cerrahi Erişim Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Phantom AL Anterior Lumbar Cerrahi Erişim Sistemi

SKU RM-PAL-1

\$3,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
4	Kanat 25 × 60 mm	Siğ derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 80 mm	Orta-siğ derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 100 mm	Orta derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 120 mm	Standart derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 140 mm	Genişletilmiş derinlikli ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 160 mm	Derin cerrahi koridor ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 180 mm	Ekstra derin cerrahi koridor ekartör kanadı
4	Kanat 25 × 200 mm	Maksimum erişimli ekartör kanadı
1	Ekartör Halkası	Ekartör için 300 mm çapında merkezi dairesel çerçeve
2	Uzatma Çubuğu	Ekartör çerçeve düzeneğini uzatır veya konumlandırır
6	Halka Klempi	Tutucuları ve bileşenleri ekartör halkasına sabitler
6	Pivotlu Kanat Tutucu	Halka üzerinde ayarlanabilir kanat montajı sağlar
1	Altıgen Anahtar	Çerçeve ayarı ve montajı için 225 mm manuel anahtar
2	Halka Tutuculu Kol	Ekartör halkasını destekler ve masa bağlantılarına bağlar

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Dönebilir Masa Klempi	Destek yapısını ameliyat masası yan raylarına sabitler
1	Altıgen Torna Vida Aleti	Sistem ayarı için özel sürücü aleti
1	Sterilizasyon Kutusu	Yeniden işleme için delikli alüminyum saklama kabı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Phantom AL Anterior Lumbar Cerrahi Erişim Sistemi, anterior lumbar interbody füzyon (ALIF) ve retroperitoneal rekonstrüksiyonların zorlu görüntüleme gereksinimlerini karşılamak üzere mühendisliği yapılmış, masaya sabitlenen özel bir cerrahi ekartör platformudur. Çift dönebilir klemp aracılığıyla doğrudan ameliyat masası yan raylarına sabitlenen bu sistem, asistan yorgunluğu yaratmadan büyük damarları ve abdominal organları koruyan 360 derecelik rijit bir çevre alanı oluşturur.

Değişken hasta anatomisine ve derin retroperitoneal koridorlara uyum sağlamak üzere tasarlanan Phantom AL Anterior Lumbar Cerrahi Erişim Sistemi; 300 mm çapında dairesel bir ekartör halkası, iki yapısal uzatma çubuğu, iki halka tutucu destek kolu ve altı hızlı kilitlenen halka klempi kullanır. Sistem, 60 mm'den 200 mm'ye kadar sekiz farklı derinlikte 32 adet özel 25 mm genişliğinde ekartör kanadı içerir; bunların tümü mikro ayarlı kanat açısına izin veren altı adet çok eksenli pivotlu kanat tutucusu ile kontrol edilir.

Cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan hassas bir şekilde işlenen ve yansıma önleyici saten kaplamaya sahip olan Retractor Maker, tam Phantom AL Anterior Lumbar Cerrahi Erişim Sistemi ürününü steril olmayan şekilde ve özelleştirilmiş düzenleme braketlerine sahip ağır hizmet tipi alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde tamamen otoklavlanabilir olarak sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest