



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

SKU RM-PPIOR-FO-23-1

\$149 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	Длина 23 см, ширина лопатки 25.5 mm, волоконно-оптический жгут
1	Universal Light Cable Adapter	Подключается к стандартным операционным световодам
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic — это премиальный челюстно-лицевой хирургический ретрактор с подсветкой, разработанный специально для сочетания защиты нейроваскулярных структур с прямым бестеневым оптическим освещением во время сложных ортогнатических вмешательств. Направляя высокоинтенсивный свет за бугор верхней челюсти, этот ретрактор освещает заднюю часть крыловидно-челюстного соединения, позволяя хирургам выполнять остеотомию с абсолютной визуальной уверенностью.

Созданная для обеспечения превосходной долговечности конструкции и удобства в обращении, данная конфигурация Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic имеет общую длину инструмента 23 см (\$149). Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочая лопатка шириной 25.5 mm оптимизирована для манипуляций остеотомом по Le Fort. Встроенный волоконно-оптический жгут оснащен универсальным разъемом, совместимым со стандартными кабелями источников света (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), что исключает появление теней в глубоких интраоральных туннелях.

Инструмент имеет антибликовое сатинированное матовое покрытие. Retractor Maker производит Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic, способный выдерживать многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая центры челюстно-лицевой и черепно-лицевой хирургии исключительной оптической четкостью, непревзойденной жесткостью конструкции и полной пригодностью для автоклавирувания.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest