



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Reich para Côndilo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Reich para Cêndilo

SKU RM-RCR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
18 cm Comprimento Total — perfil de 80° ou 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Comprimento Total — perfil de 80° ou 110°	RM-RCR-1-2	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Reich para Cêndilo é um afastador cirúrgico especializado para cirurgias orais, bucomaxilofaciais e da articulação temporomandibular (ATM), desenvolvido especificamente para fornecer alavancagem óssea segura e deslocamento de tecidos moles ao redor do cêndilo mandibular e do colo subcondilar. Projetado com um ângulo de gancho anatômico, este instrumento permite que os cirurgiões envolvam o colo condilar profundo de forma limpa, protegendo a artéria maxilar interna, o plexo pterigóideo e os ramos do nervo facial durante osteotomias subcondilares.

Construído com um chassi altamente durável e resistente à corrosão, a série Afastador de Reich para Cêndilo está disponível em dois comprimentos totais: 18 cm (\$49) para acessos padrão de ATM e 19 cm (\$59) para campos operatórios mais profundos. Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a extremidade ativa oferece duas angulações distintas selecionáveis nos parâmetros de pedido: um perfil de 80 graus para acessos submandibulares ou um perfil de 110 graus otimizado para exposições pré-auriculares de ATM. Seu cabo ergonômico proporciona alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Reich para Cêndilo para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de cirurgia bucomaxilofacial e craniofacial em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e

total confiabilidade na esterilização.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)