



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Cushing pour Veines

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Cushing pour Veines

SKU RM-CVR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (approx. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (approx. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Cushing pour veines est un écarteur manuel indispensable en chirurgie vasculaire et neurochirurgie, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et atraumatique des vaisseaux sanguins délicats, des plexus veineux et des troncs nerveux périphériques. Doté d'un bec distal poli et doucement incurvé, cet instrument permet aux chirurgiens d'isoler et de mobiliser les structures vasculaires sans provoquer

de traumatisme intimal focal ou de spasme.

Conçu pour une adaptabilité procédurale complète dans les champs anatomiques superficiels et profonds, la gamme d'écarteurs de Cushing propose une sélection étendue de sept longueurs totales : 20.3 cm (\$49), 22.8 cm (\$52), 24.2 cm (\$55), 25.5 cm (\$58), 30.5 cm (\$61), 35.5 cm (\$64), et une version allongée de 40.0 cm (\$67) facilitant l'accès aux sites chirurgicaux profonds. La ligne est proposée en sept largeurs de lame (8, 10, 12, 13, 14, 16 et 18 mm) associées à des designs de manche plats, carrés ou ajourés (fenêtrés) conçus pour réduire le poids de l'outil et optimiser la stabilité de la prise.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Cushing selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs cardiovasculaires, orthopédiques et neurochirurgicaux du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest