



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Richardson Eastman Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Richardson Eastman Retractor

SKU RM-RER-SERIES-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — 二重直角凹型弁	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — 二重直角凹型弁	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — 二重直角凹型弁	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — ダブル直角凹弁	RM-RER-SERIES-1-4	\$69

製品詳細

Richardson Eastman Retractorは、大規模な開腹術や骨盤内手術において、信頼性の高い多深度の創縁変位と腹壁露出を提供するために設計された、国際的に高く評価されている両頭型の手術用開創器です。中央の輪郭形状ハンドルを挟んで両端に異なる2つの直角凹型ブレードを備えており、手術チームは器具を持ち替えることなく、浅い皮下組織の牽引から深い筋肉の保持へとスムーズに移行できます。

優れた耐久性と耐食性を備えたこの Richardson Eastman Retractor シリーズは、10 ¼ inches (\$54)、10 ½ inches (\$59)、10 ¾ inches (\$64)、11 ¼ inches (\$69) の4種類の全長で提供されています。最高品質の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、ブレードの形状は非対称の両頭設計を採用。滑らかな丸みを帯びたリテーニングリップを持つ2つの異なる直角凹型ブレードを組み合わせることで、組織の滑りや局所的な圧迫による挫滅を防止します。単品または2本セットでの注文が可能で、中央のハンドルは疲労の少ない手動レバー操作を可能にします。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Richardson Eastman Retractor は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されています。高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の一般外科、産科手術室、トラウマセンターで活用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest