



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Marx Meme Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Marx Meme Ekartörü

SKU RM-MBR-27-1

\$119 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Marx Meme Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 27 cm toplam uzunluk, 30 x 125 mm kavisli uç · Dahil Olan Miktar: 1	\$119
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$119

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Marx Meme Ekartörü, mamoplasti ve mastektomi prosedürleri sırasında geniş, atravmatik doku elevasyonu ve cep görselleştirmesi sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası kabul görmüş estetik ve onkolojik meme cerrahisi ekartörüdür. Uzatılmış kavisli uç profili ile tasarlanan bu alet, cerrahların pektoralis majör kasını ve meme parankimini temiz bir şekilde kaldırmasına olanak tanıyarak silikon protez yerleşimi veya doku genişletici yerleşimi için geniş bir çalışma cebi oluşturur.

Kullanıcı el yorgunluğunu azaltırken manivela gücünü maksimize etmek için üretilen bu Marx Meme Ekartörü konfigürasyonu, 27 cm (\$119) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Kalıcı mukavemet ve korozyon direnci sağlamak için birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, yumuşak doku kıvrımlarını atravmatik olarak desteklemek üzere özel olarak konturlanmış 30 mm genişliğinde ve 125 mm uzunluğunda bir uca sahiptir. Ergonomik sap tasarımı, operasyon asistanlarının uzun süreli rekonstrüktif prosedürler sırasında bilek yorulması yaşamadan sürdürülebilir karşı traksiyon sağlamasını garanti eder.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Marx Meme Ekartörü, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki kozmetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest