



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Кawamoto двухсторонний изолированный ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kawamoto двухсторонний изолированный ретрактор

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Kawamoto двухсторонний изолированный ретрактор	Размеры / Детали: длина 6" (152 mm), изолированные L-образные лопатки 14 x 16 mm	\$34
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка	\$34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухсторонний изолированный ретрактор Kawamoto — это специализированный инструмент для пластической и челюстно-лицевой хирургии, разработанный для атравматичного смещения мягких тканей с одновременной защитой окружающих структур от блуждающих электрохирургических токов. Покрытый прочной, термостойкой диэлектрической изоляцией, этот ретрактор предотвращает случайную передачу тепла, возникновение дуги и контактные ожоги во время активной монополярной или биполярной электрокоагуляции.

Созданная для обеспечения максимальной безопасности пациента, данная конфигурация ретрактора Kawamoto имеет общую длину 6" (15.2 cm / 152 mm). Его рабочие концы представляют собой L-образные лопатки размером 14 mm x 16 mm, расположенные с двух сторон плоской центральной рукоятки. Гладкие непроводящие края лопаток надежно удерживают кожные лоскуты и слизистую оболочку полости рта, обеспечивая ассистенту удобный рычаг при выполнении сложных реконструктивных операций.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с высокопрочным непроводящим диэлектрическим покрытием, ретрактор Kawamoto от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает центрам пластической, челюстно-лицевой и детской хирургии по

всему миру исключительную электрическую безопасность, коррозионную стойкость и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)