



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Gerbault Tebbett's 吸引開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gerbault Tebbett's 吸引開創器

SKU RM-GTSR-1

\$209 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
14 cm — 吸引レトラクター	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — 吸引レトラクター — 標準型	RM-GTSR-1-2	\$209
吸引・ファイバー照明付仕様 — Retractor with 3-hole tip, suction line, and fiber-optic bundle	RM-GTSR-1-3	\$209

製品詳細

Gerbaault Tebbett's 吸引開創器は、優れた背側フラップの挙上、持続的な煙・液体の排吸引、そして無影の術中可視化を目的として設計された最高級の鼻形成・顔面再建外科用器具です。現代の保存的および構造的鼻形成術の技法に基づいて設計されており、二次的な吸引カニューレを必要とせずに、血液や洗浄液を瞬時に除去します。

狭い鼻腔内での妥協のない術野確保のために構築されたこの Retractor Maker モデルは、軟部組織の吸い込みや粘膜の閉塞を防ぎながら効率的に液体を吸引する独自の3孔式チップ設計を特徴としています。本器具は2つの機能オプションから構成可能です。ユニバーサル吸引チューブコネクタを備えた標準の吸引のみ（Suction-Only）レイアウト、または統合吸引チャンネルと高透過率ファイバーオプティカルチャンネルを組み合わせ、腔内の照明と排液を同時に行う吸引・ファイバー照明一体型（Dual Suction & Fiber-Optic）レイアウト（\$209）です。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過率光学ガラスファイバーを使用し、反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Gerbault Tebbett's 吸引開創器は、非滅菌状態で提供され、保護パッケージに入ったままオートクレーブが可能です。形成外科、耳鼻咽喉科、再建外科のセンターに、揺るぎない臨床的精度と光学的な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest