



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Traqueal Luer S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Traqueal Luer S

SKU RM-LSTR-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Traqueal Luer S é um afastador clássico para cirurgia cervical e de vias aéreas, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro de tecidos moles e elevação dos anéis traqueais durante procedimentos de traqueostomia eletivos e de emergência. Projetado com uma arquitetura de extremidade dupla em forma de S, este instrumento permite que os cirurgiões alternem sem esforço entre a retração superficial do músculo pré-traqueal e a estabilização direta da cartilagem sem a necessidade de troca de ferramentas.

Construído para total versatilidade clínica, o Afastador Traqueal Luer S oferece estruturas de comprimento altamente personalizáveis em três tamanhos totais: 10 cm (\$24), 13 cm (\$29) e 14 cm (\$34). Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o afastador apresenta larguras de lâmina duplas correspondentes disponíveis em 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm e 14.0 mm (observado até 13.0 mm e 14.0 mm de forma intercambiável em resumos descritivos). As margens lisas e arredondadas das lâminas evitam fraturas da cartilagem traqueal ou lacerações da mucosa, enquanto o cabo central em S proporciona um controle manual confortável.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Traqueal Luer S para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos de ORL, departamentos de emergência e salas de cirurgia geral em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e

confiabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)