



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cloward-Style Blade Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cloward-Style Blade Retractor

SKU RM-CSBR-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99

製品詳細

Cloward-Style Blade Retractorは、頸椎前方除圧固定術において、安全かつ低侵襲な術野展開を確保するために設計された不可欠な手持式脊椎手術用開創器です。頸長筋を優しく牽引し、食道や頸動脈鞘を側方に圧排することで、椎間板スペースへの安全な視認経路を確立します。

症例に応じた多様な深さに対応するため、このCloward-Style Blade Retractorは、全長19 cmの共通シャシーに、深さ75 mm 固定の4種類のブレード幅：13 mm (\$84)、18 mm (\$89)、20 mm (\$94)、23 mm (\$99) をラインナップしています。術者は、ブレード縁からの筋肉の潜り込みを防ぐ「リップ付き (With Lip)」、または狭小な組織層へのスムーズな挿入が可能な「リップなし (Without Lip)」のいずれかを選択可能です。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、術者の疲労を軽減しつつ、安定した手動レバレッジを提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのCloward-Style Blade Retractorは、厳格な臨床的許容誤差に基づいて製造されています。高い耐食性と優れた構造剛性を備え、世界中の手術室で使用するオートクレーブ滅菌に完全対応しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest