



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sofield Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sofield Wundhaken

SKU RM-SFR-SERIES-1

\$46 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Größe #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Größe #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Größe #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Größe #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Größe #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Größe #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sofield Wundhaken ist ein essenzieller orthopädischer Retraktor, der speziell für die sichere, atraumatische Weichteil- und Periostverdrängung entlang von Röhrenknochen-Diaphysen bei Osteotomien und Frakturversorgungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, gebogenen Blatt, das sich reibungslos um die Knochenkortikalis legt, ermöglicht dieses Instrument Chirurgen, Muskelbäuche und Periostlappen von Knochenschnitten fernzuhalten, ohne abzurutschen oder eine fokale neurovaskuläre Kompression zu verursachen.

Konzipiert für häufige Autoklavierzyklen und hochgradig korrosionsbeständig, ist diese Sofield-Linie in sechs verschiedenen Größen hochgradig anpassbar (\$46). Handgefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), sind alle Modelle (Größe #1 bis #6) in sechs Gesamtlängen wählbar: 18.0 cm, 19.5 cm, 20.3 cm, 21.0 cm, 22.3 cm und 22.8 cm. Die aktiven Blattmaße reichen von 13 mm × 19 mm in Größe #1 bis hin zu 19 mm × 114 mm in Größe #6. Jede Variante verfügt über einen integrierten Flachgriff, der eine überlegene Hebelwirkung bietet und die Ermüdung der Hände bei langwierigen Knochenrekonstruktionen reduziert.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Sofield Wundhaken nach strengen klinischen Standards, um die Kinderorthopädie, Traumazentren und Suiten für Röhrenknochenrekonstruktionen weltweit mit außergewöhnlicher struktureller Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständiger Autoklavierbarkeit zu unterstützen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest