



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Children's Hospital Retractor (小児科用鉤)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Children's Hospital Retractor (小児科用鉤)

SKU RM-CHR-PED-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Children's Hospital Retractor	全長14 cm、双頭型小児用ブレード	\$39
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$39

製品詳細

Children's Hospital Retractorは、繊細な新生児、小児、および成人体表の手術において、愛護的かつ非侵襲的な組織牽引を行うために特別に設計された小児外科用レトラクターです。機能的な双頭構造を採用しており、1つの器具で2種類の異なるブレード選択肢を術者に提供することで、手術効率を最適化し、滅菌トレイの混雑を軽減します。

局所的な術野での精密な操作を目的に構築されたこのChildren's Hospital Retractorモデルは、全長14 cm (\$39) を特徴としています。ワーキングエンドには、滑らかに研磨され角を丸めたブレードが組み込まれており、脆弱な小児の解剖学的構造における局所的な圧迫壊死や偶発的な組織損傷を防止するよう設計されています。軽量で人間工学に基づきバランス調整された中央ハンドルにより、助手は最小限の疲労で安定したカウンター・トラクションを維持できます。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Makerは、繰り返される院内滅菌サイクルに耐えうるChildren's Hospital Retractorを提供します。小児外科センター、こども病院、および一般手術室に対し、高い耐食性と臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest