



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Goelet Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Goelet Retractor

SKU RM-GLR-185-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Goelet Retractor	全長 18.5 cm、38 mm & 45 mm 両頭ブレード — 1	\$44
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ — 1	\$44

製品詳細

Goelet Retractorは、一般外科、整形外科、形成外科の小手術において、軟部組織や創縁を確実に非侵襲的に露出させるために特別に設計された多用途の両頭型手術用開創器です。両端に滑らかな曲線を描くブルノーズブレードを採用しており、局所的な圧迫壊死や組織の裂傷を引き起こすことなく、皮膚縁、皮下組織、筋肉層を牽引することができます。

術中のシームレスな適応性を目指して構築されたこの標準的なGoelet Retractorの構成は、全長 18.5 cm (\$44) です。両頭レイアウトには2つの異なる非対称のブレード幅が統合されており、片端には狭い切開部の牽引に適した 38 mm 幅のブレード、もう片端にはより広い筋肉の挙上に適した 45 mm 幅のブレードが配置されています。堅牢な中央ハンドルは、長時間の術野露出においてもバランスの取れた操作性と滑りにくい安定性を提供します。

反射のないサテンマット仕上げを施したプレミアムな医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のGoelet Retractorは、繰り返しの病院滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の外来手術センター、トラウマユニット、手術室に優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest