



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur obstétrical Guttman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur obstétrical Guttman

SKU RM-GOR-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
7.5 cm Blade Extension — 50 mm × 70 mm base avec 7.5 cm extension	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Extension de lame — Base 50 mm × 70 mm avec extension de 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur obstétrical Guttman est un instrument chirurgical obstétrical et gynécologique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique et large de la vessie et de la paroi abdominale inférieure lors des accouchements par césarienne et des procédures pelviennes ouvertes. Conçu avec une lame en forme de spatule aux contours lisses, cet instrument écarte en toute sécurité les viscères pelviens du segment utérin inférieur, offrant un champ opératoire dégagé pour l'extraction du nourrisson.

Construit sur une structure de longueur totale fixe de 24 cm, cet écarteur obstétrical Guttman présente une surface de lame de base de 50 mm × 70 mm. Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument en choisissant entre deux longueurs d'extension de lame : une extension de 7.5 cm (94 \$) pour l'anatomie pelvienne standard ou une extension prolongée de 11 cm (99 \$) pour les interventions obstétricales bariatriques ou en bassin profond. Sa poignée ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel sans fatigue et une contre-traction constante.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur obstétrical Guttman pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant aux blocs opératoires d'obstétrique et de gynécologie du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest