



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Bariatric Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter Bariatric Retractor System

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Field Post	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar	Standard
1	Post Coupler	Standard
6	Tilt Ratchet Mechanism	Winkelverstellbar
1	Ratchet Extender	Standard-Verlängerung
1	Twist Ratchet	Variabler Winkel
1	Ring, Oval	Mittel
1	Kelly Blade	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly Blade	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly Blade	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Balfour Blade	3½" × 2¾" (8.9 × 7.0 cm)
1	Malleable Blade	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Malleable Blade	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Malleable Blade	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Malleable Blade	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Harrington Blade	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Sterilization Box	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter Bariatric Retractor System ist ein tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem für die stabile, händefreie chirurgische Exposition bei offenen bariatrischen Eingriffen, die eine spezialisierte Retraktion erfordern. Sein modulares Grundgerüst kombiniert eine verlängerte Haltesäule, horizontale Stützelemente, verstellbare Ratschenmechanismen und einen ovalen Ring, um eine stabile Retraktionsplattform um das Operationsfeld herum zu schaffen.

Die bariatrische Konfiguration umfasst eine 18-Zoll-Haltesäule, sechs winkelverstellbare Kippratschenmechanismen, eine Ratschenverlängerung, eine winkelvariable Dreh-Ratsche und einen mittleren ovalen Ring. Das Set enthält zudem ausgewählte Kelly-, Balfour-, biegsame sowie Harrington-Valven in verschiedenen Dimensionen für unterschiedliche Retraktionsanforderungen.

Das komplette System wird in einem speziellen schützenden Sterilisationscontainer für die organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert. Das Bookwalter Bariatric Retractor System wird unsteril geliefert und ist für die Wiederverwendung und Autoklavierung konzipiert. Reinigung und Sterilisation sollten vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung durchgeführt werden.

Retractor Maker beliefert Krankenhäuser, Händler und andere B2B-Kunden direkt mit dem Bookwalter Bariatric Retractor System.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest