



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Little

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Little

SKU RM-LTR-195-1

\$54 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Little es un instrumento quirúrgico manual adaptable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de tejidos blandos y la retracción de bordes de heridas en procedimientos menores de cirugía general, plástica y reconstructiva. Diseñado con un perfil de hoja de curvatura anatómica, este separador permite a los asistentes quirúrgicos mantener una contratracción constante en los bordes cutáneos y capas fasciales delicadas sin causar necrosis por presión localizada o laceraciones en los bordes.

Construido para una agilidad procedimental refinada, este Separador Little mantiene un marco de longitud total uniforme de 19.5 cm que proporciona un margen de alcance cómodo mientras mantiene las manos del asistente fuera del campo operatorio principal. Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento es personalizable mediante dos opciones distintas de extremo de trabajo: un diseño de hoja de 10 mm × 12 mm (\$54) para espacios operatorios estrechos y un diseño de hoja ampliado de 16 mm × 12 mm (\$59) para una sujeción más amplia de tejido subcutáneo. Su mango plano equilibrado garantiza un control de agarre manual constante y sin fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Little para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía ambulatoria, salas de cirugía plástica y quirófanos generales en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica total.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest