



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü, Çift Saplı

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü, Çift Saplı

SKU RM-TFOBARDH-1

\$259 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Işık Kaynaksız — 13 seçilebilir boyut (Dişli/Dişsiz) — Evrensel fiber optik kablo adaptörü (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Kablosuz LED Kaynaklı — 13 seçilebilir boyut (Dişli/Dişsiz) — Kablosuz pilli LED ışık ünitesi (AA pil, gaz sterilizasyonuna uygun)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü, Çift Saplı, karmaşık meme rekonstrüksiyonu prosedürleri sırasında üstün manuel karşı traksiyon ve gölgesiz optik aydınlatma sağlamak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ışıklı estetik cerrahi ekartördür. Ergonomik çift saplı konfigürasyonla tasarlanan bu enstrüman, asistanların yoğun pektoral kaslar üzerinde sürekli iki elle çekme kuvveti uygulamasına olanak tanıyarak uzun süreli cep diseksiyonları sırasında tek el yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Uzun ameliyat seansları sırasında kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için tasarlanan bu Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü, Çift Saplı modeli, 13 benzersiz bıçak boyutuyla son derece özelleştirilebilir bir ölçü matrisine sahiptir: 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36 ve 220×27 mm. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen enstrüman için cerrahlar, fibröz dokuda kaymayı önleyen Dişli bıçak yapısı veya atravmatik manipülasyon için Dişsiz (Düz Uçlu) yapı arasında seçim yapabilirler. Işık kaynağı paketlemesi iki seçenek sunar: mevcut fiber optik kablolar için Işık Kaynaksız (\$259) veya gazla sterilize edilebilen, AA pillerle çalışan ve mükemmel beyaz parlak ışık sağlayan Kablosuz LED Tekrar Kullanılabilir Işık Kaynaklı (\$335).

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Tebbetts Fiber Optik Meme Büyütme Ekartörü, Çift Saplı ürününü, hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmiştir; dünya çapındaki plastik ve estetik cerrahi merkezleri için eşsiz optik netlik, mekanik sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest