



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6" (152 mm) uzunluk, 14 x 16 mm L-şekilli izoleli bıçaklar	\$34
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı	\$34

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör, komşu dokuları kaçak elektrocerrahi akımlarından korurken güvenli yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış plastik ve kraniofasial cerrahi aletidir. Dayanıklı, ısıya dirençli bir dielektrik yalıtımla kaplanan bu ekartör, aktif monopolar veya bipolar elektrokoter diseksiyonu sırasında kazara oluşabilecek termal transferi, ark oluşumunu ve temas yanıklarını önler.

Hasta güvenliğini termal hasara karşı maksimize etmek için tasarlanan bu Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör konfigürasyonu, 6 inç (15.2 cm / 152 mm) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma uçları, düz bir merkezi sap ile eşleştirilmiş, çift uçlu, L-şekilli konfigürasyon profili üzerine inşa edilmiş 14 mm x 16 mm genişliğinde bir bıçak alanını kapsar. Pürüzsüz, iletken olmayan bıçak kenarları, hassas deri fleplerini ve ağız mukozasını güvenli bir şekilde kavrayarak, karmaşık rekonstrüktif prosedürler boyunca asistanlara konforlu manuel kaldırma gücü sağlar.

Yüksek bütünlüklü, iletken olmayan dielektrik kaplamaya sahip medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker imzalı Kawamoto Çift Uçlu İzoleli Ekartör, hastanelerin tekrarlayan otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki plastik, maksillofasial ve pediatrik cerrahi merkezlerine olağanüstü elektriksel güvenlik, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest