



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de nerfs Scoville

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de nerfs Scoville

SKU RM-SNR-165-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Scoville Nerve Retractor	Longueur totale de 16.5 cm, pointe coudée profilée, tige fine	\$29
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de nerfs Scoville est un instrument neurochirurgical et rachidien essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une mobilisation nerveuse délicate et atraumatique ainsi qu'un déplacement des tissus mous dans les couloirs opératoires confinés. Grâce à son profil compact, cet écarteur permet aux chirurgiens de manipuler les troncs nerveux et les marges dures proprement, sans encombrer le champ visuel microscopique ni gêner le passage des micro-instruments délicats.

Optimisé pour des accès plus étroits et superficiels que les variantes plus longues, cette configuration de l'écarteur de nerfs Scoville présente une longueur totale de 16.5 cm (\$29). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de sa lame intègre une tige allongée et fine se terminant par une extrémité de travail coudée et profilée, conçue pour éviter tout traumatisme accidentel par ponction des tissus sensibles. Son manche plat ergonomique offre au chirurgien une sensibilité tactile raffinée et un contrôle optimal du bout des doigts.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de nerfs Scoville comme un dispositif non stérile et entièrement autoclavable, conçu pour résister à des cycles fréquents de retraitement à haute température tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, garantissant une fiabilité clinique totale pour les services de chirurgie rachidienne et nerveuse périphérique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest