



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Kelly Retractor-Lamb Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU RM-KLR-LH-1

\$94 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	51 mm de long × 63 mm de large	Longueur totale : 24 cm · Rôle clinique principal : Écartement standard de la paroi abdominale et des muscles intermédiaires · Prix (USD) : \$94.00
1	63 mm de long × 76 mm de large	Longueur totale : 24 cm · Rôle clinique principal : Déplacement viscéral lors de laparotomies et plancher pelvien profond · Prix (USD) : \$94.00
1	76 mm de long × 89 mm de large	Longueur totale : 24 cm · Rôle clinique principal : Exposition viscérale bariatrique et paroi abdominale de largeur maximale · Prix (USD) : \$94.00
1	Housse / Boîte de protection	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Kelly Retractor-Lamb Handle est un instrument spécialisé pour la chirurgie générale et gynécologique, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement tissulaire puissant et contrôlé lors d'opérations abdominales et pelviennes majeures par voie ouverte. Doté d'un profil de poignée Lamb ergonomique, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction manuelle importante avec un soutien palmaire optimal, évitant ainsi le glissement de la main et la fatigue lors de l'exposition des plaies profondes.

Conçu pour garantir un écartement tissulaire maîtrisé sur diverses anatomies de patients, cet Kelly Retractor-Lamb Handle présente une longueur totale uniforme de 24 cm (\$94). L'écarteur est proposé en trois dimensions de lame : 51 mm de long × 63 mm de large, 63 mm de long × 76 mm de large, et un profil large de

76 mm de long × 89 mm de large. La lame à angle droit intègre un rebord de retenue lisse et arrondi qui maintient les viscères et les plans musculaires denses en toute sécurité sans perforer la séreuse des organes.

Fabrique en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit le Kelly Retractor-Lamb Handle pour résister à des charges mécaniques élevées et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux blocs opératoires du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest