



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Valvas Leaflet Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Valvas Leaflet Retractor

SKU RM-LFR-22-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hoja de 5.0 mm de ancho	Longitud total: 22 cm · Función clínica principal: Cirugía valvular pediátrica, comisurotomía e inspección de la cúspide aórtica · Precio (USD): \$49.00
1	Hoja de 8.0 mm de ancho	Longitud total: 22 cm · Función clínica principal: Retracción de la valva mitral en adultos y exposición cordal subvalvular · Precio (USD): \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Leaflet Retractor es un instrumento quirúrgico cardiovascular indispensable diseñado específicamente para proporcionar una retracción y manipulación segura y no traumática de las valvas de las válvulas aórtica, mitral y tricúspide durante las reconstrucciones a corazón abierto. Diseñado con una paleta distal ultra suave, este instrumento permite a los cirujanos cardiorrácicos inspeccionar el aparato subvalvular, las comisuras y las cuerdas tendinosas sin causar contusiones o desgarros en las valvas.

Construido para la micro-precisión dentro de las cavidades cardíacas profundas, este Leaflet Retractor mantiene un perfil longitudinal uniforme de 22 cm (\$49) que mantiene las manos del asistente bien fuera del campo quirúrgico intracardíaco. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento se suministra con dos opciones distintas de ancho de hoja: una hoja de 5.0 mm de ancho para válvulas pediátricas y corredores comisurales estrechos, y una hoja de 8.0 mm de ancho para la deflexión de las valvas aórtica y mitral en adultos. El mango plano equilibrado asegura un apalancamiento manual libre de fatiga y una alta sensibilidad táctil durante la sutura intrincada.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Leaflet Retractor para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía cardíaca de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest