



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores para Glenoides

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores para Glenoides

SKU RM-GLR-SERIES-1

\$88 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8 ¾" - 9" — Orientación izquierda	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Orientación derecha	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Orientación izquierda	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Orientación derecha	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Orientación izquierda	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Orientación derecha	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores para Glenoides son instrumentos quirúrgicos ortopédicos especializados, diseñados específicamente para proporcionar una exposición clara y estable de la cavidad glenoidea y del margen articular posterior durante la artroplastia total e inversa de hombro. Diseñados con una hoja dentada anatómicamente curvada, estos separadores se enganchan de forma segura sobre el borde glenoideo anterior o posterior, manteniendo a un lado los tejidos capsulares y la musculatura para permitir el fresado y la colocación del componente protésico sin obstrucciones.

Construida para adaptarse a diversas anatomías de pacientes y abordajes quirúrgicos, la serie de Separadores para Glenoides se fabrica en seis longitudes totales seleccionables: 8 ¾" (\$88), 9" (\$91), 9 ½" (\$94), 10 ½" (\$97), 11" (\$100) y un alcance extendido de 11 ¾" (\$103). Los cirujanos pueden elegir entre perfiles de orientación hacia la izquierda o hacia la derecha para alinearse con exposiciones quirúrgicas específicas deltopectoriales o superiores. Su mango de alta resistencia proporciona a los asistentes quirúrgicos un

apalancamiento superior y reduce la fatiga manual.

Mecanizados a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica estos Separadores para Glenoides para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y rendimiento clínico para equipos de reconstrucción de hombro y trauma ortopédico en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest