



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Челюстной ретрактор Salzburg (Salzburg Mandibular Rim Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Челюстной ретрактор Salzburg (Salzburg Mandibular Rim Retractor)

SKU RM-SMRR-23-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Salzburg Mandibular Rim Retractor	Общая длина 23 см, изогнутая рабочая часть для края нижней челюсти	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Челюстной ретрактор Salzburg (Salzburg Mandibular Rim Retractor) является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и обнажения костного края нижней челюсти в ходе ортогнатических вмешательств. Благодаря анатомическому изгибу, который плавно охватывает кортикальную кость тела и угла нижней челюсти, этот инструмент позволяет хирургам выполнять остеотомию точно, защищая при этом прилегающие сосудисто-нервные структуры от воздействия возвратно-поступательных пил.

Данная конфигурация ретрактора Salzburg Mandibular Rim Retractor имеет общую длину 23 см (\$49) для оптимального доступа в ротовую полость. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, что гарантирует долговечность и коррозионную стойкость. Тщательно отполированные края рабочей части охватывают нижний край челюсти, не вызывая локальной травмы надкостницы и не повреждая глубокие ткани шеи. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильную и неустойчивую фиксацию инструмента в течение длительных операций.

Ретрактор Salzburg Mandibular Rim Retractor от Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое покрытие и выдерживает многократные циклы автоклавирувания, демонстрируя исключительную механическую стабильность, стойкость к коррозии и полную долговечность для применения в отделениях

челюстно-лицевой и пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest