



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sculpo Endoscopic Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sculpo Endoscopic Retractor

SKU RM-SER-180-1

\$229 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Sculpo Endoscopic Retractor	180 × 25 mm ブレード、ロック式ストップコック、金メッキハンドル
1	スコープチャネル固定ネジ	5 mmまたは10 mmの内視鏡を安全に統合
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Sculpo Endoscopic Retractorは、内視鏡を用いた形成外科手術において、広範な光学ポケットの挙上とスコープの安定した配置を実現するために設計された、最高級の特種美容外科用開創器です。皮下フラップの支持用に設計された本器具は、内視鏡カメラを固定しながら強固な光学腔を作成し、形成外科医が完全な視覚制御下で帽状腱膜下および筋膜下の剥離を行うことを可能にします。

高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう構築されており、錆および製造上の欠陥に対して生涯保証が提供されます。本仕様のSculpo Endoscopic Retractorは、ブレード寸法180 mm長 × 25 mm幅（\$229）を特徴としています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、10 mmまたは5 mmの光学システムをシームレスに整列・固定するためのロック式ストップコック機構を内蔵した統合テレスコープサポートを備えています。ハンドル部は、シングルエンドのブレードシャフトと特殊な金メッキグリップフレームを統合しており、疲労の少ない安定した手動レバレッジを保証します。

ブレードには反射防止サテンマット仕上げ、ハンドルには滑り止めのゴールドアクセントを施し、Retractor Makerは厳格な臨床的許容誤差に基づいてSculpo Endoscopic Retractorを製造しています。世界中の美容外科、形成外科、内視鏡外科センターに、卓越した機械的安定性、光学的透明性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest