



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Parsonnet Epikardial-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Parsonnet Epikardial-Retraktor

SKU RM-PER-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Extra klein	RM-PER-1-1	\$44
Klein	RM-PER-1-2	\$49
Mittel	RM-PER-1-3	\$54
Groß	RM-PER-1-4	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Parsonnet Epikardial-Retraktor ist ein spezialisierter kardiovaskulärer Wundsperrerr, der gezielt für die sanfte, freihändige Verdrängung von epikardialem Fett und Myokardgewebe über den Koronargefäßen entwickelt wurde. Mit seinem flexiblen, federbelasteten Drahtrahmen isoliert dieses Instrument die Ziel-Koronararterien präzise und schafft einen stabilen, blutleeren Operationskorridor für delicate Arteriotomien und mikrovaskuläre Anastomosen.

Um den unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten der Patienten gerecht zu werden, bietet diese Parsonnet-Produktlinie ein einheitliches Federdesign in vier wählbaren Größen: Extra Small mit 2.5 cm (\$44) für feine distale Gefäße, Small mit 3.0 cm (\$49), Medium mit 3.8 cm (\$54) für Standard-Koronarexpositionen und Large mit 4.8 cm (\$59) für tiefe intramyokardiale Gefäße. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), betten sich die konturierten, polierten Drahtzinken sicher in das Epikard ein, ohne das Myokard zu punktieren oder das Koronarlumen zu komprimieren.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Parsonnet Epikardial-Retraktor so, dass er repetitiven Sterilisationszyklen standhält. Er bietet eine hohe elastische Rückstellung, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für herzchirurgische Abteilungen und

Zentren für angeborene Herzfehler weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest