



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Farr Spring Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Farr Spring Retractor

SKU RM-FSR-1

\$34 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
4 cm — Flaches Blatt oder spitze Spitze	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Flaches Blatt oder scharfe Spitze	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Flaches Blatt oder scharfe Spitze	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Flaches Blatt oder Scharfe Spitze	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Flachblatt oder Scharfe Spitze	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Flaches Blatt oder scharfe Spitze	RM-FSR-1-6	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Farr Spring Retractor ist ein agiler, selbstexpandierender chirurgischer Retraktor, der speziell für die freihändige Wundrandspeizung in der Ophthamo-, plastischen und Kinderchirurgie entwickelt wurde. Durch die Verwendung eines elastischen Federdraht-Chassis übt dieses Instrument eine kontinuierliche, sanfte Gegentraktion aus, die das Gewebe spreizt, ohne dass sperrige mechanische Sperren oder die Assistenz einer Hand erforderlich sind.

Der Farr Spring Retractor wurde für feine Inzisionsgrößen konzipiert und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten in sechs Längenabstufungen: 4 cm (\$34), 5 cm (\$36), 5.5 cm (\$38), 6 cm (\$40), 7.8 cm (\$42) und ein verlängertes 14 cm (\$44) Profil. Chirurgen können zwischen zwei spezialisierten Spitzengeometrien wählen: Flache Valven (Flat Blades) zum atraumatischen Halten empfindlicher Hautlappen und Schleimhäute ohne Punktion oder scharfe Spitzen (Sharp Pointed Tips) für einen sicheren, rutschfesten Halt

in fibrösem subkutanem Gewebe.

Geschmiedet aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit hohem elastischem Gedächtnis und einer reflexionsfreien, satinierten Mattierung, produziert Retractor Maker den Farr Spring Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet chirurgischen Zentren weltweit außergewöhnliche Federelastizität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest