



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

McBurney Tiroid Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McBurney Tiroid Ekartörü

SKU RM-MTR-19-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Standart — 7.5 in, 16x10 mm bıçak	RM-MTR-19-1-1	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

McBurney Tiroid Ekartörü, tiroid ve paratiroid prosedürleri sırasında strap kaslarının ve yumuşak dokuların güvenli, atravmatik deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir endokrin ve servikal cerrahi ekartördür. Anatomik olarak kavisli dik açılı bıçak yapısıyla tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin sternohyoid ve sternothyroid kaslarını tiroid bezinden sorunsuz bir şekilde uzaklaştırarak bitişik nörovasküler yapıları korurken engelsiz bir operasyon penceresi oluşturmasına olanak tanır.

Hassas boyun diseksiyonları sırasında dengeli mekanik kaldırma gücü sağlamak üzere tasarlanan bu özel McBurney Tiroid Ekartörü konfigürasyonu, 19 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Kalıcı korozyon direncini garanti etmek için birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, doku ezilmelerini veya yırtılmalarını önleyen yuvarlatılmış, atravmatik kenarlı 16 mm uzunluğunda ve 10 mm genişliğinde bir bıçak profiline sahiptir. Ergonomik düz sap, uzun süren operasyon vakaları boyunca cerrahi asistanlara istikrarlı manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, McBurney Tiroid Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki endokrin cerrahi ünitelerine, KBB ameliyathanelerine ve genel cerrahi kliniklerine olağanüstü yapısal sertlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest