



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Gosset selbsthaltender Wundspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gosset selbsthaltender Wundspreizer

SKU RM-GSR-SET-1

\$349 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Gleitschienenrahmen	Basis-Chassis erhältlich mit geraden oder gebogenen mechanischen Schenkeln
2 (1 Paar)	Fixierte laterale Drahtvalven	63 mm × 35 mm Schlaufen-Design, atraumatische Valven
1	Abnehmbare massive Mittelvalve	60 mm × 65 mm leicht gebogenes Gewebepaddel (bei 3-Blatt-Konfiguration)
1	Doppeltes Schiebeschrauben-Arretiergetriebe	Manuelles Mehrpunkt-Rändelschrauben-System zur Fixierung der Schienenposition
2	Ergonomische Zangenverlängerungsschenkel	Leichte Griffschienen mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gosset selbsthaltende Wundspreizer ist ein international anerkannter abdominalchirurgischer Retraktor, der speziell für die zuverlässige, freihändige Wundrandspreizung und Viszeralverdrängung bei Laparotomien und Beckeneingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verstellbaren Gleitschienen-Chassis und nicht-traumatischen lateralen Drahtvalven in Schlaufenform, hält dieses Instrument einen konstanten Gegenzug an der Bauchwand aufrecht, ohne fokale ischämische Gewebekontusionen zu verursachen.

Nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigt, verfügt dieses Komplettsset des Gosset selbsthaltenden Wundspreizers (\$349) über einen selbsthaltenden Gleitschienenrahmen, der mit geraden oder gebogenen

mechanischen Schenkeln erhältlich ist, gepaart mit ergonomischen Zangenverlängerungsschenkeln mit glatten Außenkanten. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), kann das Inventar in zwei Varianten konfiguriert werden: als 3-Blatt-Vollsystem mit einer 60 mm × 65 mm großen massiven Mittelvalve kombiniert mit 63 mm × 35 mm lateralen Drahtvalven bei einer maximalen Spreizung von 160 mm, oder als 2-Blatt-Schmalsystem mit 63 mm × 35 mm lateralen Drahtvalven bei einer maximalen Spreizung von 140 mm. Das doppelte Schiebeschrauben-Arretiergetriebe sichert die Position sofort.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish stellt Retractor Maker den Gosset selbsthaltenden Wundspreizer so her, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet chirurgischen Abteilungen, der Geburtshilfe und Kliniken für Notfall-Laparotomien weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest