



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Cobra

SKU RM-COBR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Pointe standard — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Pointe pointue standard — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Modèle large — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Petit modifié — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Double extrémité — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Modèle profond — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Grand modifié — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Cobra est un instrument chirurgical orthopédique de premier plan, spécifiquement conçu pour offrir un levier osseux puissant et stable ainsi qu'une rétraction des tissus mous profonds lors des remplacements totaux de hanche et des chirurgies de reconstruction pelvienne. Conçu avec une lame évasée emblématique en forme de cobra qui s'effile vers une pointe profilée, cet instrument s'accroche solidement sur le rebord acétabulaire ou le cortex fémoral, déplaçant les masses musculaires importantes hors de l'articulation.

Adapté à toutes les exigences procédurales, la série d'écarteurs Cobra est fabriquée en sept configurations spécialisées allant de 11.75 inches à 14.75 inches : Pointe Standard (12", \$79), Standard avec Pointe Pointue (12", \$84), Large (11.75", \$89), Petit Modifié (12.5", \$94), Double Extrémité (14", \$99), Profond (14.5", \$104) et Grand Modifié (14.75", \$109). Sa tige courbée éloigne les mains de l'assistant du champ opératoire, préservant

ainsi une ligne de vue directe pendant l'alésage acétabulaire et le brochage fémoral.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Cobra pour résister à d'immenses forces de levier mécanique sans déformation, offrant aux chirurgiens spécialisés en traumatologie et en remplacement articulaire une durabilité clinique absolue.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest