



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор передней шейки бедра и
переднемедиального края

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор передней шейки бедра и переднемедиал ьного края

SKU RM-AFNAR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор передней шейки бедра и переднемедиального края	Длина 15" (37.46 см), изогнутая лопатка, шестигранная рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор передней шейки бедра и переднемедиального края представляет собой усиленный ортопедический инструмент, разработанный специально для экспозиции передней шейки бедренной кости и переднемедиального края вертлужной впадины при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Анатомический изгиб, повторяющий контуры проксимального отдела бедра, позволяет ассистенту поддерживать стабильный рычаг, отодвигая мягкие ткани от головки и шейки бедра.

Данная конфигурация ретрактора предназначена для манипуляций в глубоких полостях таза. Длина рабочей части 15 дюймов (37.46 см) позволяет рукам ассистента находиться за пределами операционного поля хирурга. Изогнутая дистальная лопатка спроектирована так, чтобы надежно фиксироваться на переднемедиальном костном гребне, не повреждая прилегающие сосудисто-нервные пучки. Специализированная шестигранная рукоятка обеспечивает точный ротационный контроль, стабильный захват и снижает утомляемость рук при длительном удержании.

Инструмент изготовлен компанией Retractor Maker из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием. Он рассчитан на высокие ортопедические нагрузки и многократную стерилизацию паром, обеспечивая хирургическим бригадам долговечность и клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest