



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Curtin Skin and Tissue Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Curtin Skin and Tissue Retractor

SKU RM-CSTR-SKIN-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Curtin Skin and Tissue Retractor	Общая длина 14 см, ширина головки 15.0 mm, 6 острых зубцов	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Curtin Skin and Tissue Retractor — это специализированный ручной инструмент для дерматологической и пластической хирургии, предназначенный для надежной фиксации и подъема кожных лоскутов и подкожной клетчатки. Благодаря широкой многозубчатой головке инструмент позволяет хирургам прикладывать равномерную ручную контртракцию к обширным слоям дермы, не повреждая хрупкие края кожных покровов.

Данная конфигурация Curtin Skin and Tissue Retractor, рассчитанная на стабильное ручное воздействие в поверхностных операционных полях, имеет общую длину 14 см (\$49) и рабочую часть шириной 15.0 mm. Рабочая поверхность снабжена 6 острыми зубцами, которые обеспечивают точный захват и распределяют механическое напряжение, предотвращая проскальзывание тканей во время острой диссекции. Низкопрофильная эргономичная рукоятка гарантирует стабильный хват без усталости рук ассистента при длительных эстетических операциях.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым матовым покрытием, инструмент от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая бригадам пластических и реконструктивных хирургов высокую коррозионную стойкость и долговечность в автоклаве.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest