



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Plester

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Plester

SKU RM-PSRR-109-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Patrón Estándar Desmontable — 4", 5" (aprox. 11 cm), ramas finas semi-agudas, hoja sólida Izquierda o Derecha	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Patrón de dientes extra finos 2:2 — 11 cm o 13 cm, disposición de dientes extra finos 2x2 asimétrica	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Patrón Asimétrico 3 Ramas Izquierda — 13 cm, 3 ramas semi-agudas a la izquierda con hoja lisa a la derecha	RM-PSRR-109-1-3	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Plester es un instrumento otológico y microquirúrgico de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar una retracción periostática y de tejidos blandos estable y sin manos en campos quirúrgicos confinados. Diseñado con un chasis de perfil bajo y mangos de anillo desplazados, este instrumento mantiene abiertas las incisiones temporales y retroauriculares bajo tensión mecánica, eliminando la fatiga de la mano del asistente mientras preserva un corredor visual abierto bajo microscopios quirúrgicos.

Diseñada para diversos procedimientos otológicos y neuroquirúrgicos, la serie del Separador Autoestático Plester (\$109) cuenta con un sistema de bloqueo de cremallera mecánica integrado que garantiza un posicionamiento constante y reduce el esfuerzo manual. Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la familia de productos incluye tres configuraciones principales: el patrón estándar desmontable (4" o 5" / aprox. 11 cm) con dientes finos semipuntiagudos y hojas sólidas izquierda o derecha; el patrón de dientes extrafinos 2:2 (11 cm o 13 cm) que presenta una disposición asimétrica de 2x2

dientes optimizada para corredores profundos; y el patrón asimétrico de 3 dientes izquierdo (13 cm) que combina 3 dientes semipuntiagudos a la izquierda con una hoja lisa a la derecha para una exposición de la herida equilibrada y controlada.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Plester para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, quirófanos de neurocirugía y centros quirúrgicos ambulatorios de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)