



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cooley Atrium-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley Atrium-Retraktor

SKU RM-CAR-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kleines Modell	RM-CAR-1-1	\$64
Mittleres Modell	RM-CAR-1-2	\$69
Großes Modell	RM-CAR-1-3	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cooley Atrium-Retraktor ist ein erstklassiges herzchirurgisches Instrument, das speziell für die klare, atraumatische Visualisierung des linken Vorhofs und des Mitralklappenannulus bei herzchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch gebogenen Distalblatt, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, die Vorhofwand und das Vorhofseptum sauber anzuheben und so ein ungehindertes Sichtfeld für die Inspektion und Reparatur der Klappe zu schaffen.

Dieses Modell des Cooley Atrium-Retraktors wurde für eine optimale Reichweite in tiefen Kavitäten entwickelt und verfügt über eine einheitliche Gesamtlänge von 24 cm, die die Hände des Assistenten sicher vom primären Operationsfeld fernhält. Das Instrument wird in drei wählbaren Valvengrößen hergestellt: Small (\$64), Medium (\$69) und Large (\$74), sodass chirurgische Teams die Maße auf die patientenspezifischen Dimensionen der Vorhofkammer abstimmen können. Sein schlanker Schaft und der ausgewogene, ergonomische Flachgriff gewährleisten einen ermüdungsfreien manuellen Gegenzug während empfindlicher intrakardialer Nähte.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien satinierten Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Cooley Atrium-Retraktor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er herzthoraxchirurgischen Zentren weltweit überlegene Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und zuverlässige Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest