



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Deaver con Mango Delgado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Deaver con Mango Delgado

SKU RM-DRTH-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
12" (aprox. 30.5 cm) — 25, 38, 50, o 75 mm — Retracción estándar de pared abdominal y vísceras pélvicas	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, o 75 mm — Acceso profundo retroperitoneal, bariátrico y ortopédico de cadera	RM-DRTH-1-2	\$64

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Deaver con Mango Delgado es un instrumento quirúrgico ergonómico diseñado específicamente para combinar capacidades de retracción anatómica profunda con un perfil de mango ligero y esbelto. Diseñado para reducir la fatiga del usuario durante procedimientos quirúrgicos de varias horas, este separador permite que los asistentes quirúrgicos mantengan una contracción tisular estable sin el peso estorboso de los vástagos de los separadores tradicionales voluminosos.

Fabricado para una exposición versátil en cirugías abdominales y ortopédicas, el Separador Deaver con Mango Delgado se ofrece en dos longitudes totales seleccionables: 12 pulgadas (\$59) y 13 pulgadas (\$64). La línea se fabrica en cuatro anchos de hoja estándar: 25 mm (aprox. 1"), 38 mm (aprox. 1 ½"), 50 mm (aprox. 2") y 75 mm (aprox. 3"), con especificaciones de producción extendidas que admiten un diseño de hoja de hasta 4 pulgadas de ancho para una retracción de tejido profundo altamente sustancial. La hoja lisa y profundamente curvada se envuelve de forma segura alrededor de masas viscerales y musculares.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Deaver con Mango Delgado bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la tracción, una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest