



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU RM-LMR-FO-1

\$139 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Abmessungen / Details: 25 cm Länge, 12,5 / 27 mm Blatt, Glasfaserlichtbündel · Enthaltene Menge: 1
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Abmessungen / Details: Anschluss an Standard-OP-Lichtleitkabel · Enthaltene Menge: 1
1	Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Standard-Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic ist ein erstklassiger, beleuchteter maxillofazialer Wundhaken, der speziell für den sicheren Weichteilschutz bei gleichzeitiger direkter, schattenfreier optischer Ausleuchtung während vertikaler Ramus-Osteotomien entwickelt wurde. Durch die Leitung von Hochintensitätslicht entlang der Innenkontur des Kanalblattes eliminiert dieses Instrument Schatten in tiefen intraoralen Tunneln, sodass Chirurgen vertikale Osteotomieschnitte mit absoluter anatomischer Sicherheit ausführen können.

Konzipiert für kompromisslose Eingriffe am Unterkieferknochen, weist dieses Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic Modell eine Gesamtlänge von 25 cm (\$139) auf. Das in Handarbeit aus hochwertigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigte Instrument verfügt über spezialisierte Osteotomie-Parameterkonfigurationen mit 12,5 mm / 27 mm Abmessungen, die explizit für vertikale Osteotomien optimiert sind. Das integrierte Glasfaserbündel enthält einen Universalanschluss, der mit Standard-OP-Lichtleitkabeln (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist und eine mühelose Verbindung zu Lichtquellen gewährleistet.

Ausgestattet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish auf allen Metalloberflächen, fertigt Retractor Maker den Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic so, dass er repetitiven Sterilisationszyklen standhält. Damit bietet er

Zentren für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Orthognathie weltweit außergewöhnliche optische Klarheit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest